



Thermo Scientific Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Compact Dry Bath/Block Heater Beschreibung: 3 x 50mL block Kapazität (metrisch): 50 mL Abmessungen (L x B x H): 36 x 108 x 72 mm (1.4 x 4.3 x 2.8 in.) Beleuchtung: LED Typ: Accessory, Block No. of Places: 3 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2697
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

