



Thermo Scientific Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder Material: Kunststoff; Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ kompaktes Trockenbad/Heizblock, Modell S Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Compact Dry Bath/Block Heater Beschreibung: Plastic Lid for Compact S models Abmessungen (L x B x H): 86 x 122 x 40 mm (3.4 x 4.8 x 1.6 in.) Beleuchtung: LED Typ: Accessory, Lid Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2701
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

