



Thermo Scientific Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Compact Dry Bath/Block Heater Beschreibung: 12 x 0.5mL block Kapazität (metrisch): 0,5 mL Abmessungen (L x B x H): 36 x 54 x 30 mm (1.4 x 2.1 x 1.2 in.) Beleuchtung: LED Typ: Accessory, Block No. of Places: 12 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2693
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

