



Thermo Scientific Zubehör für Kompakt-Trockenbäder

Artikelbilder

Beschreibung

Zubehör für Kompakt-Trockenbäder Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Kompaktes Trockenbad/Heizblock Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Kompaktes Trockenbad/Heizblock Beschreibung: 6 x 15 ml-Block Kapazität (metrisch): 15 ml Abmessungen (L x B x H): 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8“) Beleuchtung: LED Typ: Zubehör, Block No. of Places: 6 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2696
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

