



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## WTW® pHOtoFlex Turb/SET, Tragbares LED- Filterphotometer mit pH und IR Trübungsmessung im Feldkoffer

**3.715,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Tragbares LED-Filterphotometer mit pH und IR Trübungsmessung im Feldkoffer, mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten, pH-Sonde SenTix® 41 sowie Zubehör. Zubehör: Leerküvetten 16 + 28 mm, Kal.Kit für Trübungsmessung, Microfasertuch, Stativ, Pufferlösungen 50 ml pH 4,01 + 7, Becher, Schraubendreher, PC Software LSdata Flex/430, PC-Anschlusskabel AK 540 B, Anleitungen. Nicht enthalten: Pipette KK/VAR5000 mit Spitzen, einstellbar 0,5 - 5 ml. Bitte separat bestellen (250546)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	HT-0485
Hersteller (Marke)	WTW
Transporttemperatur	Raumtemperatur

