



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



WTW® pHOtoFlex pH/SET, Tragbares LED- Filterphotometer mit integrierter pH-Funktion im Feldkoffer

2.949,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Tragbares LED-Filterphotometer mit integrierter pH-Funktion im Feldkoffer, mit Tischeinsatz für Gerät, Stativ und Küvetten, pH-Sonde SenTix® 41 sowie Zubehör. Zubehör: Leerküvetten 16 + 28 mm, Microfasertuch, Stativ, Pufferlösungen 50 ml pH 4,01 + 7, Bech

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HT-0483
Hersteller (Marke)	WTW
Transporttemperatur	Raumtemperatur

