



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bohlender® BOLA Lagerzapfen Ø 8 mm

15,33 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

BOLA Lagerzapfen Sehr harter PTFE-PEEK-Compound, Lagerzapfen dient zur Aufnahme eines BOLA Tandem-Magnet-Rührstabes, mittige Fixierung auf Gefäßboden mittels eines Klebers (empfohlen wird handelsübliches Silikon unter Wasser aushärten lassen), universel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0356
Hersteller (Marke)	Bohlender
Transporttemperatur	Raumtemperatur

