



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Owl EC-105 Compact Power Supply Each 230V

1.210,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Owl EC-105 Compact Power Supply Owl EC-105 Compact Power Supply Carry out DNA and RNA electrophoresis with the help of the Thermo Scientific™ Owl™ EC-105 Compact Power Supply, equipped with an overcurrent detector for maximum safety. Hertz: 50Hz Anschlussbuchsen: 2 Display: Voltage or current Höhe (angloamerikanisch): 4,5 Zoll Länge (angloamerikanisch): 6 in. Breite (angloamerikanisch): 8 in. elektrischer Strom: @ 300mA 150 -250V ; 500mA 150V unten Artikelbeschreibung: EC- 105 Compact Power Supply; 230V/50Hz Anz. der Buchsen: 2 Zertifizierungen/Konformität: CE-Kennzeichnung Elektrische Anforderungen: 230V 50Hz Abmessungen (L x B x H): 6 x 8 x 4.5 in. (15 x 20 x 11cm) Displaytyp: LED Garantie: 1 year

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-0087
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

