



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific B-Pure™ Wasseraufbereitungssystem

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

B-Pure™ Wasseraufbereitungssystem Passen Sie das wirtschaftliche Thermo Scientific™ B-Pure™ Wassersystem für Wasser in Laborqualität an die Anforderungen Ihrer Vorbehandlungs- oder Deionisierungs-Anwendungen an. Zertifizierung/Konformität: CE, CSA Beschreibung: Double holder module with digital purity meter; 240VAC Abmessungen (L x B x H): 7 x 15 x 27 in. (17.8 x 38.1 x 68.6 cm) Speisewassertemperatur (angloamerikanisch): 40 ° bis 120 ° F Speisewassertemperatur (metrisch): 4 ° bis 49 ° C Höhe (angloamerikanisch): 27 in. Einlassanschluss NPTF (angloamerikanisch): 0,5 Zoll Einlassanschluss NPTF (metrisch): 1.3cm Eingangsdruck: 100psig Länge (angloamerikanisch): 7 Zoll Erfordert: 2 Full-Size B -Pure -Patronen Elektrischer Widerstand: 1 to 10MΩ-cm (depending on cartridge used) Typ: Double Holder with Digital Purity Meter Breite (angloamerikanisch): 15 in. Flussrate: 4l/min . Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3733
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

