



Thermo Scientific AH-650 Ausschwingrotor

Artikelbilder

Beschreibung

AH-650 Ausschwingrotor Verarbeiten Sie Proben effektiv mit dem Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5 ml Ausschwingrotor. Beschreibung: AH-650 Ausschwingrotor Typ: Ausschwingrotor Fassungsvermögen: 6 x 5 ml Max. RZB: 29,6005 × g Max. Geschwindigkeit: 50.000 U/min Radius (metrisch): 106 mm Min. Radius (metrisch): 62,8 mm K-Faktor: 53 Max. Schlauchlänge: 51 mm Max. Röhrchendurchmesser: 13 mm Nettogewicht: 6,6 lb. (3 kg) Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen Winkel: 90deg; Durchschnitt RZB: 235.687 × g Min. RZB: 175.369 × g Unit Size: -

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1726
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

