



Thermo Scientific BIOLiner Rotorbecheradapter

Artikelbilder

Beschreibung

BIOLiner Rotorbecheradapter Die Thermo Scientific BIOLiner Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren. Beschreibung: 10 ml-BlutentnahmegefäÙe RöhrengroÙe: 10 mL Fassungsvermögen: 10 ml Röhrentyp: 10-ml-Blutentnahmeröhrechen Anzahl pro Packung: 4 Typ: Rundbecher-Adapter Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2046
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

