



Thermo Scientific BIOLiner Rotorbecheradapter

Artikelbilder

Beschreibung

BIOLiner Rotorbecheradapter Die Thermo Scientific BIOLiner Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren. Beschreibung: 5/7 ml-Blutentnahmeröhrchen Fassungsvermögen: 5/7 ml Max. Tube Diameter: 14 mm Max. Tube Length: 110 mm Röhrchentyp: 5/7-ml-Blutentnahmeröhrchen Anzahl pro Packung: 4 Typ: Rundbecher-Adapter Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2045
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

