



## Thermo Scientific BIOLiner Rotorbecheradapter

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

BIOLiner Rotorbecheradapter Die Thermo Scientific BIOLiner Rotorbecheradapter lassen sich mit dem BIOLiner Rotorbecher zu einem Komplettsystem kombinieren. Beschreibung: Röhrchen, 50 ml, konisch Fassungsvermögen: 40 x 50 ml Max. Tube Diameter: 30 mm Max. Tube Length: 120 mm Röhrchentyp: Konische 50 ml-Flasche Anzahl pro Packung: 4 Typ: Adapter Unit Size: Pack of 4

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-2047
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

