



## Thermo Scientific BIOLiner™ Ausschwingrotor

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

BIOLiner™ Ausschwingrotor Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min.  
Beschreibung: Replacement O-rings for Sealing Lids Typ: Swinging Bucket Fassungsvermögen: 4 x 750 ml Max. RZB: 2739 x G Max.  
Geschwindigkeit: 3.500 U/min Radius (metrisch): 20 cm Min. Radius (metrisch): 10,5 cm K-Faktor: 13307 Max. Schlauchlänge: 124 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Winkel: 90deg; Zertifizierung/Konformität: Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K.  
Biocontainment: Ja Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-2024
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

