



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Thermo Scientific BIOLiner™ Ausschwingrotor
Mikroplatten- Carriers , Satz von 2 2739 x G - 4 x
750**

**1.100,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

BIOLiner™ Ausschwingrotor Zentrifugieren Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOLiner™ Ausschwingrotor Proben bei 3.500 U/min. Bestellinformationen: BIOLiner Becher (75-003-668, 4/Packung) sowie aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel (75-003-669, 4/Packung) müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettsset zu erhalten. Ersatz-O-Ringe für Deckel (75-003-688) und Adapter sind gesondert erhältlich. Mikrotiterplattenträger (50-036-70) und Deckel (75-003-689) sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner. Kompatibel mit: Zentrifugen der Serien Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Heraeus™ Megafuge™ 40, Heraeus Multifuge™ X3/X3R, Heraeus Megafuge 40/40R
Bezeichnung: Mikroplatten- Carriers , Satz von 2 Typ: Swinging Bucket Fassungsvermögen: 4 x 750 (3L) Max. RZB: 2739 x G Radius (metrisch): Max / Min : . . 20/10.5cm Min. Radius (metrisch): 10.5cm K-Faktor: 13307 Max. Tube Length: 124mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Sorvalltrade; Legendtrade; XT/XF, Sorvall ST 40, Heraeustrade; Multifugetrade; X3/X3F, Heraeustrade; Megafugetrade; 40 and SL 40/40F Centrifuges Winkel: 90deg; Zertifizierungen/Konformität: Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. Außendurchmesser- (metrisch): 98mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2106
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

