



Thermo Scientific HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren

Artikelbilder

Beschreibung

HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren Maximieren Sie die Gesamtkapazität der Blutbeutel pro Zentrifugationslauf mit der einzigartigen Blutbeutelkapazität von 16 x 500 ml der Thermo Scientific HAEMAFlex 12/16 Rotoren für die neuen Thermo Scientific Zentrifugen für Blutbankanwendungen. Beschreibung: HAEMAFlex 16 Swinging Bucket Rotor Material: Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen Typ: Swinging Bucket Rotor Fassungsvermögen: 16 x 500 ml Blutbeutel (16 x 1.000 ml) Max. RZB: 5,374 x g Max. Geschwindigkeit: 3.900 U/min Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2163
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

