



Thermo Scientific HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren

Artikelbilder

Beschreibung

HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren Maximieren Sie die Gesamtkapazität der Blutbeutel pro Zentrifugationslauf mit der einzigartigen Blutbeutelkapazität von 16 x 500 ml der Thermo Scientific HAEMAFlex 12/16 Rotoren für die neuen Thermo Scientific Zentrifugen für Blutbankanwendungen. Beschreibung: HAEMAFlex 12 Swinging Bucket Rotor Material: Stainless Steel Rotor Body, Aluminum Windshield and Bucket, Polypropylene Bottle Typ: Swinging Bucket Rotor Fassungsvermögen: 12 x 500 mL Blood Bags (12 x 1000 mL) Max. RZB: 7,187 x g Max. Geschwindigkeit: 4,700 rpm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Cryofuge 8 and 16 and Sorvall BP 8 and 16 Centrifuges Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2155
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

