



Thermo Scientific HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren

Artikelbilder

Beschreibung

HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren Erweitern Sie mit den Thermo Scientific HAEMAFlex 6/8 Rotoren für die neuen Thermo Scientific Zentrifugen für Blutbankenanwendungen die Kapazität einzelner Becher auf Blutbeutel mit einer Kapazität von bis zu 550 ml.
Beschreibung: HAEMAFlex 6 Swinging Bucket Rotor Material: Stainless Steel Rotor Body, Aluminum Windshield and Bucket, Polypropylene Bottle Typ: Swinging Bucket Rotor Fassungsvermögen: 6 x 550 mL Blood Bags (6 x 1000 mL) Max. RZB: 7,295 x g Max. Geschwindigkeit: 5,000 rpm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Cryofuge 8 and 16 and Sorvall BP 8 and 16 Centrifuges Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2154
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

