



Thermo Scientific LH-4000 Festwinkelrotor

Artikelbilder

Beschreibung

LH-4000 Festwinkelrotor Arbeiten Sie innerhalb der Parameter vorhandener Protokolle mit diesem Zentrifugenrotor, der Probenverarbeitungsanwendungen mit einer Kapazität von 1,5 bis 250 ml unterstützt. Beschreibung: LH-4000 Festwinkelrotor Material: Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium Typ: Ausschwingrotor Fassungsvermögen: 4 x 1000 ml Max. RZB: 5.346 x g Max. Geschwindigkeit: 4.400 U/min Radius (metrisch): 215 mm Min. Radius (metrisch): 88 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall RC 4 Serie, Cryofuge 5500i und Multifuge 4 Zentrifugen mit großem Fassungsvermögen Winkel: 90deg; Zertifizierung/Konformität: Rundbecher (75006477) und DoubleSpin Becher (75006478) sind von HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. Min. RZB: 2487 x g Biocontainment: Ja Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2303
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

