



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific TX-100S klinischer Ausschwingrotor

**1.880,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

TX-100S klinischer Ausschwingrotor Bieten Sie mit diesen Rotoren eine effiziente klinische Verarbeitung von bis zu 8 x 5/7 ml-Blutröhrchen mit zertifizierter Biosicherheit. Beschreibung: TX-100S Klinischer Ausschwingrotor Typ: Ausschwingrotor Fassungsvermögen: 8 x 15 ml Max. RZB: 3.215 x g Max. Geschwindigkeit: 4.500 U/min Radius (metrisch): 144 mm K-Faktor: 14638 Max. Schlauchlänge: 106 mm Max. Röhrchendurchmesser: 17 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 Winkel: 90deg; Biocontainment: Ja Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-2230
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	107925704
Transporttemperatur	Raumtemperatur

