



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor

2.450,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet. Beschreibung: 250mL Rectangular Buckets (set of 4) Typ: Ausschwingrotor Fassungsvermögen: 250 mL Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zertifizierung/Konformität: Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. Biocontainment: Ja Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2016
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

