



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor

**434,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

TX-750 4 + 750 ml Ausschwingrotor Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet. Beschreibung: ClickSeal Biocontainment Lids for Rectangular Buckets (set of 4) Typ: Becherdeckel Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zertifizierung/Konformität: Biocontainment certified by CAMR™, HPA, Porton Down, U.K. Biocontainment: Ja Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-2017
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

