



Thermo Scientific 8 x 8 PCR-Streifen-Festwinkelrotor

Artikelbilder

Beschreibung

8 x 8 PCR-Streifen-Festwinkelrotor Führen Sie Mikrovolumenprotokolle wie die PCR-Probenvorbereitung mit diesem 8 x 8 PCR-Festwinkelrotor durch, der Zentrifugierdrehzahlen von bis zu 14,800 U/min/16,800 x g erreicht. Beschreibung: 8 x 8 PCR Strip Fixed Angle Rotor Typ: Festwinkelrotor Fassungsvermögen: 8 x 8 PCR-Streifen Max. RZB: 17.860 x g Max. Geschwindigkeit: 15.000 U/min Radius (metrisch): 71 mm K-Faktor: 553 Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 Winkel: 45deg; Biocontainment: Ja Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2237
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	107925720

