



Thermo Scientific Hämatokrit-Festwinkelrotor

Artikelbilder

Beschreibung

Hämatokrit-Festwinkelrotor Sparen Sie Zeit bei Ihren klinischen Verarbeitungsanwendungen mit einem Festwinkelrotor, der speziell der Blutverarbeitung dient und so 24 Kapillartrennungen pro Durchlauf erreicht. Beschreibung: Hematocrit Fixed-Angle Rotor Typ: Festwinkelrotor Fassungsvermögen: 24 Kapillarröhrchen Max. RZB: 17.860 × g Max. Geschwindigkeit: 13.300 U/min Radius (metrisch): 85 mm K-Faktor: 1559 Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 Winkel: 90deg; Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2245
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

