



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific TN-1865 Festwinkelrotor

33.800,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

TN-1865 Festwinkelrotor Der für Trennungen von Plasmid-DNA in einem CsCl-Gradienten optimierte Thermo Scientific TN-1865 Festwinkelrotor bietet einen sehr steilen Winkel und ein Fassungsvermögen von achtzehn 5 ml-Röhrchen. Beschreibung: TN-1865 Festwinkelrotor Typ: Festwinkel Fassungsvermögen: 18 x 5 ml Max. RZB: 430.874 × g Max. Geschwindigkeit: 65.000 U/min K-Faktor: 15 Max. Schlauchlänge: 53 mm Max. Röhrchendurchmesser: 13 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-Serie Winkel: 10deg; Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1947
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

