

neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143 450 657



Thermo Scientific TN-890 Festwinkelrotor

Artikelbilder

Beschreibung

TN-890 Festwinkelrotor Der für Trennungen von Plasmid-DNA in einem CsCl-Gradienten optimierte Thermo Scientific™ TN-890 Festwinkelrotor bietet einen sehr steilen Winkel und eine Leistung von bis zu 90.000 U/min. Beschreibung: TN-890 Festwinkelrotor Typ: Festwinkel Fassungsvermögen: 8 x 5 ml Max. RZB: 645.101 × g Max. Geschwindigkeit: 90.000 U/min K-Faktor: 10 Max. Schlauchlänge: 53 mm Max. Röhrchendurchmesser: 13 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-Serie Winkel: 10deg; Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. LD-1945

Hersteller (Marke) Thermo Scientific

