



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific TN-890 Festwinkelrotor

33.800,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

TN-890 Festwinkelrotor Der für Trennungen von Plasmid-DNA in einem CsCl-Gradienten optimierte Thermo Scientific™ TN-890 Festwinkelrotor bietet einen sehr steilen Winkel und eine Leistung von bis zu 90.000 U/min. Beschreibung: TN-890 Festwinkelrotor Typ: Festwinkel Fassungsvermögen: 8 x 5 ml Max. RZB: 645.101 × g Max. Geschwindigkeit: 90.000 U/min K-Faktor: 10 Max. Schlauchlänge: 53 mm Max. Röhrchendurchmesser: 13 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-Serie Winkel: 10deg; Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1945
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

