



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Becher, hohe Form, mit Teilung und Ausguss, 800 ml

136,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Becher, hohe Form, mit Ausguss, 800 ml Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Messen von Flüssigkeitsmengen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0225
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112111653
Transporttemperatur	Raumtemperatur

