



DURAN[®] Erlenmeyer-Kolben, NS 14/23, 25ml

Artikelbilder



Beschreibung

DURAN® Erlenmeyerkolben, NS 14/23, 25 ml Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die konische Form erleichtert das Mischen Anwendung: Mischen mehrerer Komponenten, Verdünnen von Lösungen, Messen von Flüssigkeitsmengen, Erhitzen, Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1000 ml (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1207
Hersteller (Marke)	DURAN
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	25 ml
Normschliff	14/23

