



## DURAN<sup>®</sup> Erlenmeyer-Kolben, NS 19/26, 100ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

DURAN® Erlenmeyerkolben, NS 19/26, 100 ml Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die konische Form erleichtert das Mischen Anwendung: Mischen mehrerer Komponenten, Verdünnen von Lösungen, Messen von Flüssigkeitsmengen, Erhitzen, Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1000 ml (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-1212
Hersteller (Marke)	DURAN
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	100 ml
Normschliff	19/26

