



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Erlenmeyer-Kolben, NS 29/32, 50ml

**200,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Erlenmeyerkolben, NS 29/32, 50 ml Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebrautes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die konische Form erleichtert das Mischen Anwendung: Mischen mehrerer Komponenten, Verdünnen von Lösungen, Messen von Flüssigkeitsmengen, Erhitzen, Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1000 ml (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-1210
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

