



## Lenz® Erlenmeyer-Kolben, Enghals, 5000 ml

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

Erlenmeyer-Kolben, Enghals, 5.000 ml, Bördelrand, DURAN®

## Zusätzliche Informationen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Art.-Nr.           | LZ-2154              |
| Hersteller (Marke) | Lenz                 |
| Material           | Borosilikat Glas 3.3 |
| Volumen            | 5000 ml              |
| Halsweite          | eng                  |

