



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat

**313,92 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat Thermo Scientific Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden. Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Beschreibung: Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 125 ml Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussstyp: Screw Verschlussgröße: 33mm Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1423
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

