



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat

209,04 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat Thermo Scientific Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden. Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Beschreibung: Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 250 ml Kapazität (metrisch): 250mL Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlusstyp: Screw Verschlussgröße: 38mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1424
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

