



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat

312,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat Thermo Scientific Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss aus Polycarbonat dienen zur Herstellung und Lagerung von Kulturmedien und können für zahlreiche Kulturmethoden eingesetzt werden. Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Beschreibung: Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 500 ml Kapazität (metrisch): 500mL Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlusstyp: Screw Verschlussgröße: 43mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | CD-1425 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

