



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten

**334,08 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss Diese Kolben eignen sich für Titrationsen sowie für die Vorbereitung und Aufbewahrung von Kulturmedien. Sie bieten eine Kombination aus chemischer Beständigkeit, Festigkeit und Transparenz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Beschreibung: Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss, 125 ml Kapazität (metrisch): 125 ml Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussstyp: Screw Verschlussgröße: 33 mm Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1426
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

