



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten

174,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss Diese Kolben eignen sich für Titrationsen sowie für die Vorbereitung und Aufbewahrung von Kulturmedien. Sie bieten eine Kombination aus chemischer Beständigkeit, Festigkeit und Transparenz. Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Beschreibung: Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss, 250 ml Kapazität (metrisch): 250 ml Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlusstyp: Screw Verschlussgröße: 38 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1427
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

