



## Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss Diese Kolben eignen sich für Titrations sowie für die Vorbereitung und Aufbewahrung von Kulturmedien. Sie bieten eine Kombination aus chemischer Beständigkeit, Festigkeit und Transparenz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Beschreibung: Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschluss, 500 ml Kapazität (metrisch): 500 ml Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussstyp: Screw Verschlussgröße: 43 mm Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1428
Hersteller (Marke)	Nalgene
Material	Polymethylpenten (PMP)

