



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten

187,02 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schraubverschlüssen, Polymethylpenten, Polypropylen-Verschluss Diese Kolben eignen sich für Titrationsen sowie für die Vorbereitung und Aufbewahrung von Kulturmedien. Sie bieten eine Kombination aus chemischer Beständigkeit, Festigkeit und Transparenz. Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Flask Erlenmeyer Screw Closure PMP 1000ml Kapazität (metrisch): 1000 ml Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 2 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlusstyp: Screw Verschlussgröße: 53 mm Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1429
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

