



Nalgene[®] Erlenmeyer-Kolben, Polycarbonat

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben, Polycarbonat Thermo Scientific Nalgene Polycarbonat-Erlenmeyer-Kolben werden zur Aufarbeitung und Lagerung von Kulturmedien und für zahlreiche Kulturverfahren verwendet. Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Beschreibung: Flask Erlenmeyer Graduated PC 250mL Kapazität (metrisch): 250mL Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 6 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussgröße: Stopper No. 6 Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1419
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238741034
Material	Polycarbonat (PC)

