



## Nalgene<sup>®</sup> Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Nalgene Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas. Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Flask Erlenmeyer PP 1000mL Kapazität (metrisch):

1000 ml Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 2 Autoklavierbar: Autoclavable  
Einwegprodukt: No Graduated: No Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussgröße: Stopper No. 8 Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1416
Hersteller (Marke)	Nalgene
Material	Polypropylen (PP)

