



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen

56,00 € Ab
45,00 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruch sichere Alternative zu Glas. Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Flask Erlenmeyer PP 1000mL Kapazität (metrisch): 1000 ml Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 2 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: No Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussgröße: Stopper No. 8 Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1416
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

