



Nalgene[®] Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas. Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Beschreibung: Flask Erlenmeyer PP 250mL Kapazität (metrisch): 250 ml

Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 6 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt:
No Graduated: No Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussgröße: Stopper No. 6 Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1414
Hersteller (Marke)	Nalgene
Material	Polypropylen (PP)

