



Nalgene[®] Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruch sichere Alternative zu Glas. Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Beschreibung: Flask Erlenmeyer PP 500mL Kapazität (metrisch): 500 ml

Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt:
No Graduated: No Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussgröße: Stopper No. 7 Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1415
Hersteller (Marke)	Nalgene
Material	Polypropylen (PP)

