

Nalgene® Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen

Artikelbilder

neoLab et al.



Beschreibung

Nalgene Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas. Kapazität (angloamerikanisch): 64 oz. Beschreibung: Flask Erlenmeyer PP 2000mL Kapazität (metrisch): 2000 ml

Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 2 Autoklavierbar: Autoclavable Einwegprodukt: No Graduated: Yes Mouth Style: Narrow Bodenform: Plain Verschlussgröße: Stopper No. 10 Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CD-1417
Hersteller (Marke)	Nalgene
Material	Polypropylen (PP)

