




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Nalgene 125 ml Case of 4 33mm

362,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Thermo Scientific Kombination aus der ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit von FEP und dem Komfort eines Schraubverschlusses Praktisch unzerbrechlich, beinahe vollständig transparent, autoklavierbar, nicht-kontaminierend und beständig gegenüber fast allen Chemikalien Aus chemikalienbeständigem FEP mit Tefzel™ ETFE-Schraubverschluss Beinahe vollständig durchsichtig Autoklavierbar; vor der Autoklavierung Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen. Für die Arbeit mit Spurenelementen chemisch sterilisieren oder mit konzentrierter Salpetersäure auskochen Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturen von -270 ° bis +205 °C; Verschluss: von -100 ° bis +150 °C Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Verschlussgröße: 33mm Bezeichnung: Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss , 125 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1421
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238741062
Transporttemperatur	Raumtemperatur

