



## Bohlender<sup>®</sup> BOLA Zweihals-Schliff-Rundkolben 500 ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

BOLA Zweihals-Schliff-Rundkolben Transparent, porenfrei, zentraler Mittelschliff NS 29/32 und seitliche Schliffhäse. Abmessungen:  
Inhalt ml 500 Gesamthöhe mm 177 Kugel-Ø mm 107 Seitenhäse NS 1 x 29/32

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ER-0072
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	101765536
Material	Perfluoralkoxy-Copolymer (PFA)
Volumen	500 ml
Anzahl Seitenhäse	2

