



## DURAN<sup>®</sup> Engler-Kolben, 125 ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

DURAN® Englerkolben, mit Bördelrand, 125 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Neben den gängig eingesetzten Mehrhalskolben können für Destillationen auch Englerkolben verwendet werden. Diese Bauform eines Destillationskolbens besitzt einen festen Seitenarm, der am Kolbenhals angesetzt ist. Über diesen Seitenarm wird der Dampf in einen Kühler geleitet, wo dieser schließlich zum Destillat kondensiert. Über die Kolbenhals können Thermometer eingebracht werden. Ein integrierter Schliff sorgt hier für einen dichten Abschluss der Apparatur. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der Bördelrand ermöglicht präzises Ausgießen Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Destillationen im Bereich der Petrochemie, Erhitzen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-0699
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112165328
Material	Borosilikatglas DURAN®
Volumen	125 ml
Anzahl Seitenhalse	1

