



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Rundkolben, enghals, mit Bördelrand, 1000 ml

249,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Rundkolben, Enghals, 1000 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Verwendung in Heizhauben, Erhitzen, Mischen mehrerer Komponenten, Größen 2000, 3000, 5000, 6000, 12000 und 20000 ml nicht nach DIN ISO, Größe 12000 ml nicht nach DIN ISO, nach ASTM E 1403 und Größe 20000 ml nach ASTM E 1403.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0730
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112172154
Transporttemperatur	Raumtemperatur

