



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Rundkolben, weithals, mit Bördelrand, 1000 ml, Halsdurchm. = 50 mm

25,88 € Ab

20,96 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

DURAN® Rundkolben, Weithals, 1000 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: The wide neck enables easy filling and cleaning Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Verwendung in Heizhauben, Erhitzen, Mischen mehrerer Komponenten, Größen 50, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10000, 12000 und 20000 ml nicht nach DIN EN ISO.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------|
| Art.-Nr. | SD-0750 |
| Hersteller (Marke) | DURAN |
| VGKL Nummer | 112174154 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

